


FLUXO DO DITADO AO LAUDO



IA CERTA PARA CADA EXAME

EXAME	ANTHROPIC	OPENAI	MODO
RX	Haiku	Luna	só formatar
TC de rotina	você escolhe		só formatar
RM	Sonnet	Sol	analisar
TC onco · RECIST	Sonnet	Sol	analisar

Só formatar: põe as frases na ordem da máscara, separa as seções e padroniza. Não descreve, não conclui, não acrescenta achado. Palavra que não estava no ditado nem na máscara fica marcada.

Analisar: reescreve, integra comparação e RECIST. O modelo troca sozinho pelo exame aberto.

SEU VOLUME · 6 A 21/SET

594 estudos passaram pela fila do Radius.



DÁ PARA FAZER UM APP “CONTAINER”?

Sim, como um único programa instalável.

- Base:** o Handy é código aberto (licença MIT, feito em Tauri + Rust + React). Pode ser copiado e modificado, mas com **nome e logo próprios**: a marca Handy não é aberta.
- Dentro dele:** voz, roteador, máscaras, formatador, fila do Radius e IA. O roteador entra como está e depois pode ser reescrito em Rust.
- Docker não serve para o posto de laudo** (microfone, atalhos globais, colar em outro programa). Se virar produto, entra só no servidor: contas, licenças, banco compartilhado.

- Teclado ou mouse

cada atalho pode virar um botão do mouse (macro)
- Região automática

vem do exame aberto na fila, sem menu
- Flutuante

o laudo cai no campo onde está o cursor, em qualquer site
- Escuta contínua

dite olhando a imagem; “formar laudo” monta tudo
- IA sob demanda

o banco local faz o laudo; sem chave, tudo funciona

Como fica a tela

PROTÓTIPO

Mesma lógica em dois modos: barra flutuante sobre qualquer programa ou site, ou a estação completa. Tela mostrada no modo escuro (claro / escuro / sistema).

A · Modo flutuante, em escuta contínua fica por cima do Leorad, da Mobile Teleradiologia, do RadiAnt...

Escutando 02:14

TC · TÓRAX

"...nódulo sólido no lobo superior"

fale "formar laudo"

IA: auto ▾

hoje US\$ 0,31

⚙

B · Modo estação fila · laudo · ferramentas, numa janela só modo escuro

Rotrix L-1000

Ctrl+Espaço

TC · TÓRAX

perfil auto

fila 3/12

escuro

IA: automática · Haiku ▾

US\$ 0,31

⚙

FILA (RADIUS)

TC Crânio
laudado ✓

RX Tornozelo E
laudado ✓

TC Tórax
pronto · aberto

TC Abdom total
pronto

TC Coluna lombar
baixando...

RX Tórax PA/perfil
pronto

Nome do paciente oculto nesta
tela e nunca enviado à IA.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX

TÉCNICA: aquisição volumétrica, sem contraste endovenoso.

ANÁLISE:
Enfisema pulmonar centrolobular nos lobos superiores.
Nódulo sólido no lobo superior direito, medindo [medida] cm.
Traqueia e brônquios principais pÉrvios.
Ausência de derrame pleural.
Mediastino e hilos sem linfonomegalias.

CONCLUSÃO:
Enfisema pulmonar centrolobular.
Nódulo pulmonar sólido no lobo superior direito.

Automático pelo exame ✓

ANTHROPIC
Haiku rápido · só formatar
Sonnet RM · oncológica
Opus mais caro
OPENAI
Luna rápido · só formatar
Terra equilíbrio
Sol análise
Gemini, OpenRouter, Ollama
Nenhuma só o banco

TOKENS E GASTO
laudo 3,1 mil tok · US\$ 0,02
hoje (14) 52 mil tok · US\$ 0,31
mês US\$ 4,20 de 25

Revisar agora · Ctrl+Alt+A

você disse: "tc de tórax com enfisema centrolobular nos lobos superiores, nódulo sólido no lobo superior direito"

ATALHOS · TECLADO OU BOTÃO DO MOUSE

Ctrl+Espaço	segurar	dita um trecho e cola
Ctrl+Alt+Espaço	tocar	liga / desliga a escuta
fale "formar laudo"		monta com o banco e cola
Ctrl+Shift+Espaço		ditado livre, sem máscara
Ctrl+Alt+A		IA revisa (fale a instrução)
Tab / Shift+Tab		próxima / anterior lacuna
Ctrl+Alt+N		próximo exame da fila
Ctrl+Z		desfaz a colagem

Todos configuráveis e podem ir para botões do mouse.

CONFIGURAÇÃO · UMA TELA

Tema

escuro ▾

Voz

Whisper medium ▾

pt-BR ▾

Escuta

segurar

continua

IA

automática pelo exame ▾

Chave

.... colar ► cofre do Windows

IA · quando

só quando eu pedir ▾

Limite e moeda

US\$ 25 / mês

US\$ ≈ R\$ ▾

ESCUTA CONTÍNUA EM 3 PASSOS

- 1 Toque o atalho ou o botão do mouse: começa a escutar.
- 2 Dite olhando as imagens no RadiAnt; a barra mostra o que ouviu.
- 3 No campo do laudo, fale "formar laudo": o banco monta e cola.